



Varenummer 1000027468

Plastbakke, 23x13,2x7cm, transparent, RPET, 2000 ml, med hængslet låg

- ✓ Holdbare og robuste
- ✓ Fleksible og alsidige
- ✓ lette og praktiske
- ✓ genanvendelige
- ✓



Produktbeskrivelse

Denne plast bakke har et eksklusivt udseende, som flot præsenterer dine salater eller desserter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Sekundær farve	Transparent
Features	Med hængslet låg
Materiale	RPET
Længde/dybde	23 cm
Bredde	13.2 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	30.5 g
Volumen af rum	2000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	270 stk	80 cm	56 cm	27.5 cm	3342690096268
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



rPET er en type genbrugsplast.



Produktet er frysesikkert.

