



Varenummer 1000027570

Skumbandage, Tegaderm Foam Adhesive, 6,9x6,9cm, mini wrap, u/klæbende kontaktlag, latexfri, steril, engangs, engangs

- ✓ Hurtig absorberende
- ✓ Væske-, bakterie- og virusbarriere
- ✓ Nem at fjerne fra følsom hud
- ✓ Blød og behagelig skum



Produktbeskrivelse

Tegaderm FoamAdhesive er en blød polyuretanskum med kraftig absorption og høj fordampningsevne. Midte af ekstra absorberende materiale. Anvendes til let til kraftigt væskende sår. Denne udgave er en skræddersyet bandage til nem påføring på fingre og tæer, men passer også på eksempelvis ører. Bandagen er uden syninger og yderst komfortabel. Væske- og bakterietæt. Kan sidde i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Foam Adhesive
Features	Mini wrap, u/klæbende kontaktlag, latexfri, steril, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	6.9 cm
Bredde	6.9 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	23.8 cm	11.7 cm	19.7 cm	50707387807158
pk	10 stk	17.8 cm	5.1 cm	11.1 cm	707387807160
stk	1 stk				707387807153



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.