



Varenummer 1000027632

Oftalmoskop, HEINE mini 3000, LED, inklusiv håndtag



Produktbeskrivelse

Heine mini 3000 LED Oftalmoskop i lommeformat med naturligt LED lys. Dette leveres med mini 3000 batteri håndtag samt batterier. (2xAA/LR6) Mini 3000 håndtaget kan også bruges med andre HEINE mini 3000 instrumenter. 18 linser fra -20D til + 20D åbninger: Stor cirkel, lille cirkel, fikseringsstjerne, halvmåne og grønt filter for øget kontrast mellem blodkar og nethinde. LED'en er udstyret med et varmestyringssystem, der sikrer, at den høje lysstyrke, homogenitet og farvegengivelse opretholdes gennem den næsten ubegrænsede levetid (50.000 timer i drift). Den indbyggede funktionsindikator viser via ændringer i lysstyrken status for batterierne, hver gang instrumentet tændes. Driftstiden er 6 timer med fuld lysstyrke, derefter 4 timer med langsomt faldende lysstyrke-såkaldt fade-out-funktion. HEINE LEDHQ - Den rigtige lyskvalitet i hele livet, ingen udskiftning af lampe, ingen vedligeholdelse, færre batteriskift.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Oftalmoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	Mini 3000
Features	LED, inklusiv håndtag
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	5 cm	18 cm	4 cm	4053755158737



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.