



Varenummer 1000027638

**Kogekar, Apothicom Stericup, 2,5 ml,
med håndtag, bomuldfilter og swab,
steril**



Produktbeskrivelse

Sterilt kogekar med varmebestandigt plasthåndtag. Bruges til at varme opløsninger mellem 1,5ml og 2,5ml. Karret er sterilt og til engangsbrug. Der må ikke røres ved indersiden af karret, da evt. bakterier kan forurene opløsningen. Skålen er et redskab til stofmisbrugere for at sikre dem adgang til et sikkert produkt. Sikkerheden og effekten er blevet valideret ved laboratorietests med brun og hvid heroin, kokain hydrochlorid, crack kokain, amfetamin og knuste tabletter.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kogekar
Varemærke	Apothicom Stericup
Features	Med håndtag, bomuldfilter og swab, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, netto	2.5 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1000 stk	39.5 cm	39.3 cm	27 cm	58586015040226
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE