



Varenummer 1000027649

Pencillygte, HEINE, mini 3000, LED



Produktbeskrivelse

Heine Mini 3000 er en robust, holdbar undersøgelseslygte i en kompakt lommestørrelse. Det giver et klart, koncentreret lys - nu med unik LEDHQ. Sikker undersøgelse af øjnene på grund af testet fotobiologisk sikkerhed. Komfortabel og ergonomisk. Naturlige farver og næsten ubegrænset levetid for LEDHQ. Slukker automatisk, når den lægges i lommen. 20.000 tænd/sluk-cykler garanteret. Udskiftelige batterier (størrelse: AAA).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pencillygte
Varemærke	HEINE
Model	Mini 3000
Features	LED
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	7 cm	5 cm	4053755198535



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.