



Produktdatablad

Pencillygte, flergangs

Varenummer: 1000027649



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk. Produktbetegnelse: Pencillygte. Features: LED. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Model: mini 3000. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745.

Produktbeskrivelse: Mini 3000 er en robust, holdbar undersøgelseslygte i en kompakt lommestørrelse. Det giver et klart, koncentreret lys - nu med unik LEDHQ. Sikker undersøgelse af øjnene på grund af testet fotobiologisk sikkerhed. Komfortabel og ergonomisk. Naturlige farver og næsten ubegrænset levetid for LEDHQ. Slukker automatisk, når den lægges i lommen. 20.000 tænd/sluk-cykler garanteret. Udskiftelige batterier (størrelse: AAA). Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.