



Varenummer 1000027734



**Bukser, Mascot Accelerate, 90C50,  
sort, polyester/elastolefin, stretch m.  
knælommer**

### Produktbeskrivelse

Buksen er lavet af et ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bukser
Varemærke	Mascot
Vareserie	Accelerate
Størrelse	90C50
Farve	Sort
Features	Stretch m. knælommer
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Elastolefin, polyester

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074718429