

Varenummer 1000027743



## Bukser, Mascot Accelerate, 76C48, sort, polyester/elastolefin, stretch m. knælommer

### Produktbeskrivelse

Bukserne er lavet af et ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bukser
Varemærke	Mascot
Vareserie	Accelerate
Størrelse	76C48
Farve	Sort
Features	Stretch m. knælommer
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Elastolefin, polyester

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074718146