



Varenummer 1000027757

Forsendelseshylster, Sarstedt**Produktbeskrivelse**

Trykprøvede og lækagetestede forsendelsesor, der opfylder kravene i forsendelsesforskrifterne IATA/ADR (pakningsinstruktion P650) og UN3373 (tætte ved 95 kPa). Forsendelsesorene er velegnede som sekundær emballage kombineret med et absorberende sugeindlæg til sikker transport af diagnostiske prøver. Rørene passer bl.a. sammen med SARSTEDTs rør og S-Monovetter® med Ø 11-17. Rørene er fremstillet i polypropylen og kan autoklaveres ved 121 °C. Låget tilkøbes separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forsendelseshylster
Varemærke	Sarstedt
Holdbarhed	90

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	46 cm	43 cm	6 cm	4038917084543
stk	1 stk				