

Varenummer 1000027798



Bukser, Mascot Accelerate, 82C48, sort, polyester/elastolefin, stretch m. lårlommer

Produktbeskrivelse

Buksen er lavet af et ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bukser
Varemærke	Mascot
Vareserie	Accelerate
Størrelse	82C48
Farve	Sort
Features	Stretch m. lårlommer
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Elastolefin, polyester
Vægt, brutto	688 g

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074697342