

Varenummer 1000027817



## Bukser, Mascot Accelerate, 90C51, sort, polyester/elastolefin, stretch m. lårlommer

### Produktbeskrivelse

Buksen er lavet af et ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bukser
Varemærke	Mascot
Vareserie	Accelerate
Størrelse	90C51
Farve	Sort
Features	Stretch m. lårlommer
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Elastolefin, polyester
Vægt, brutto	721 g

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074697526