

Varenummer 1000027841



## Shorts, Mascot Accelerate, C54, sort, polyester/elastolefin, stretch

### Produktbeskrivelse

Shortsen er lavet af et ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålsømme på ben og i skridt. Lav talje. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Shorts
Varemærke	Mascot
Vareserie	Accelerate
Størrelse	C54
Farve	Sort
Features	Stretch
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Elastolefin, polyester
Vægt, brutto	489 g

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074720477