



Varenummer 1000027917

Kateterfiksering, Transafix, 9x3cm, nr. 2, med burrebåndlukning, usteril, 5 stk.

✓ Er velegnet til langtids-fiksering.



Produktbeskrivelse

Semipermeabel plaster med burrebånds-luk (3M Transpore). Anvendes til fiksering af sonder, katetre og dræn. Er velegnet til langtids-fiksering. Er latex og PVC-fri. Se endvidere brugsvejledning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	Transafix
Features	Nr. 2, med burrebåndlukning, usteril, 5 stk.
Materiale	PE, acrylat, vinylacetat
Længde/dybde	9 cm
Bredde	3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	31 cm	22 cm	11 cm	
pk	5 stk	11 cm	16 cm	13 cm	4050856046475
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).



Produktet indeholder ikke latex.

