

Varenummer 1000028105



Dispenser, Tork S4, 1000 ml, hvid, plast, til refill, med albuegreb

Produktbeskrivelse

Denne Tork sæbe og hånddesinfektion dispenser er velegnet til toiletter i alle størrelser og kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Godkendt Easy-to-Use og giver god håndhygiejne for alle brugere. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S4
Farve	Hvid
Features	Til refill, med albuegreb
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1000 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	32.2 cm	25.1 cm	32.7 cm	7322542115121
stk	1 stk				7322542115114