



Varenummer 1000028113

Termometerovertræk, transparent, med salve



## Produktbeskrivelse

Overtræk med salve til digitaltermometer.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometerovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Med salve
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10000 stk	21.7 cm	41.3 cm	32.7 cm	7350069422316
pk	1000 stk	21 cm	8.1 cm	15.8 cm	7350069421319
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

