



Varenummer 1000028121

NOVADAN®

## Klorrensøring, Novadan Klorrent, 1 l, uden farve og parfume

- ✓ Til rengøring af klorbestandige overflader
- ✓ Kan anvendes til blegning af tekstiler
- ✓ Virker baktericid og fungicid

### Produktbeskrivelse

Klorrent er et desinfektionsmiddel til alle klorbestandige overflader såsom instrumenter, redskaber, maskiner, inventar og lignende. Klorrent er samtidig velegnet til blegning af tekstiler. Produktet anvendes efter forudgående rengøring.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Klorrensøring
Varemærke	Novadan
Vareserie	Klorrent
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 12.5
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,8-8,4% - 8-84 ml/l vand.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke alkalibestandige overflader.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	33.2 cm	24.9 cm	31 cm	
stk	1000 ml				5703524413558

Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.	Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.	Produktet kræver brug af beskyttelsestøj.
Produktet kræver brug af åndedrætsbeskyttelse.	Produktet indeholder klor.	Produktet indeholder ikke farve.
Produktet indeholder ikke parfume.	Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.	Produktet er ætsende.