



Varenummer 1000028122

NOVADAN™

## Klorrensøring, Novadan Klorrent, 5 l, uden farve og parfume

- ✓ Til rengøring af klorbestandige overflader
- ✓ Kan anvendes til blegning af tekstiler
- ✓ Virker baktericid og fungicid

### Produktbeskrivelse

Klorrent er et desinfektionsmiddel til alle klorbestandige overflader såsom instrumenter, redskaber, maskiner, inventar og lignende. Klorrent er samtidig velegnet til blegning af tekstiler. Produktet anvendes efter forudgående rengøring.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Klorrensøring
Varemærke	Novadan
Vareserie	Klorrent
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 12.5
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,8-8,4% - 8-84 ml/l vand.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke alkalibestandige overflader.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	40.7 cm	20.2 cm	31.6 cm	5703524413565
stk	5000 ml				

 <p>Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskyttelsestøj.</p>
 <p>Produktet kræver brug af åndedrætsbeskyttelse.</p>	 <p>Produktet indeholder klor.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>

1000028122