


Sani Toilet F 963

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE	Surt Toilettrens
ANVENDELSE	Sani Toilet F 963 anvendes til daglig rengøring af WC-kummer, urinaler, uringlas og bækkener.
EGENSKABER	Sani Toilet F 963 fjerner effektivt kalk- og rustbelægninger, også under skyllekanten i WC-kummer. Sani Toilet F 963 har afstemt viscositet, så den kalkløsende effekt udnyttes bedst muligt. Sani Toilet F 963 er tilsat korrosionsbeskytter.
OPBEVARING	Opbevares i tæt lukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares frostfrit. Opbevaringstemperatur: 0-30°C Holdbarhed: 24 måneder.
SVANEMÆRKNING	Nordisk Miljømærke, Svanen - licensnummer 5026 0242
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Toiletter:

Sprøjt Sani Toilet F 963 op under skyllekanten og foretag derefter grundig skuring med toiletbørste. Foretag efterskyllning.

Uringlas og bækkener:

Der anvendes 5 ml Sani Toilet F 963 pr. liter vand.

Til dosering anbefales en doseringshætte eller doseringspumpe.

PRODUKTDATA

Farve	Blå
Lugt	Parfumeret.
Vægtfylde	1,05 kg/l
pH i leveringstilstand	<1

