



Varenummer 1000028170

NOVADAN®

Toiletrens, Novadan Sani Toilet F 963, 750 ml, med farve og parfume



Produktbeskrivelse

Sani Toilet F 963 anvendes til daglig rengøring af toiletter, urinaler, uringlas og bækkenere. Sani Toilet F 963 fjerner effektivt kalk- og rustbelægnin- ger, også under skyllekanten i WCkummer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletrens
Varemærke	Novadan
Vareserie	Sani Toilet F 963
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	< 1
Rumindhold, netto	750 ml
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5026 0242
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	5 ml pr. liter vand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	32.4 cm	22.4 cm	29.5 cm	
stk	750 ml				5703524262880



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder farve.



Produktet indeholder parfume.



Produktet bruges til rengøring af toiletter.