



Varenummer 1000028188

Doseringsanlæg, SEKO, CrateDose, 2 pumper

Produktbeskrivelse

CrateDose er et doseringsanlæg med to pumper. Den er designet til brug i bl.a. fiske-, mejeri-, kød- og drikkevareindustrien eller til generelle CIP-ansøgelser (Clean-in-Place), hvor flowhastighederne er højere end standardopvaskesystemer kan opnå. Systemet er udstyret med en primær peristaltisk pumpe med valgbar doseringshastighed (20 - 40 - 60 - 80 l/t).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsanlæg
Varemærke	SEKO
Model	CrateDose
Features	2 pumper

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				