



Varenummer 1000028188

## Doseringsanlæg, SEKO, CrateDose, 2 pumper

### Produktbeskrivelse

CrateDose er et doseringsanlæg med to pumper. Den er designet til brug i bl.a. fiske-, mejeri-, kød- og drikkevarerindustrien eller til generelle CIP-anvendelser (Clean-in-Place), hvor flowhastighederne er højere end standardopvaskesystemer kan opnå. Systemet er udstyret med en primær peristaltisk pumpe med valgbart doseringshastighed (20 - 40 - 60 - 80 l/t).

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsanlæg
Varemærke	SEKO
Model	CrateDose
Features	2 pumper

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	12 cm	30 cm	25 cm	
stk	1 stk				