



Varenummer 1000028278

Oftalmoskopphoved, HEINE, Beta 200, LED



Produktbeskrivelse

Heine Beta 200 oftalmoskopphoved med LEDHQ. LED'en er udstyret med et varmekølingssystem som sikrer at lyskvaliteten, homogenitet og farvegengivelse ($CRI \geq 97$) opretholdes i hele den ubegrænsede levetid (100.000 timer i drift). Passer til Heine Beta håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Oftalmoskopphoved
Varemærke	HEINE
Model	Beta 200
Features	LED
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	7 cm	4 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.