



Varenummer 1000028303



Toiletsæderens, Tork S5 Mini, 525 ml, refill

- ✓ Hygiejnisk: Forseglet refill med engangspumpe minimerer risikoen for krydskontaminering ved genopfyldning
- ✓ Flasken bliver flad, efterhånden som den tømmes, og fylder dermed mindre i affaldsposen
- ✓ Let at bruge-certificering
- ✓ Letanvendelige flasker er forseglede for at forhindre, at de drypper, hvilket gør det hurtigt og nemt at genopfylde dispenseren.

Produktbeskrivelse

Anvendes til hygiejnisk rengøring af toiletsædet før brug. Toilet Seat Cleaner påføres et stykke toiletpaper, hvorefter toiletsædet aftørres.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletsæderens
Varemærke	Tork
Vareserie	S5 Mini
Features	Refill
pH-værdi (konc.)	5,5
Rumindhold, netto	525 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 648/2004
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Gener ved direkte kontakt med øjet. Skyl grundigt med rent vand - søg evt. læge. Produktet er brandbart
Holdbarhed	72 mdr. efter produktionsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	39.2 cm	19.6 cm	20.8 cm	7322541450865
stk	525 ml				7322541450858



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.