

Varenummer 1000028304



Dispenser, Tork S4, 1 l, sort, plast, til refill, med albuegreb

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S4
Farve	Sort
Features	Til refill, med albuegreb
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1 l

Brugsanvisning

Denne Tork sæbe og hånddesinfektion dispenser er velegnet til toiletter i alle størrelser og kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Godkendt Easy-to-Use og giver god håndhygiejne for alle brugere. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	32.2 cm	25.1 cm	32.7 cm	7322542115015
stk	1 stk				7322542114995