



Varenummer 1000028304



Dispenser, Tork S4, 1 l, sort, plast, til refill, med albuegreb

Produktbeskrivelse

Denne Tork Dispenser til Sæbe og Hånddesinfektion med albuegreb er designet til brug på steder, hvor hygiejne er særligt kritisk. Den kan bruges med et bredt udvalg af Tork sæber, hånddesinfektioner og lotions i hygiejnisk forseglede flasker alt efter jeres behov.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S4
Farve	Sort
Features	Til refill, med albuegreb
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Brugsanvisning

Denne Tork sæbe og hånddesinfektion dispenser er velegnet til toiletter i alle størrelser og kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Godkendt Easy-to-Use og giver god håndhygiejne for alle brugere. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	32.2 cm	25.1 cm	32.7 cm	7322542115015
stk	1 stk				7322542114995