



Varenummer 1000028329

Taburet, Ø40cm, sort, rundt sæde, 46-58 cm

Produktbeskrivelse

Taburet med grå base og sæde i kunstlæder. Sæde diameter 40cm. Højde 46 - 58cm. Diameter på basen 55cm. Vælg imellem 25 forskellige farver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburet
Farve	Sort
Features	Rundt sæde, 46-58 cm
Materiale	Kunstlæder
Diameter	40 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	49 cm	49 cm	26 cm	
stk	1 stk				