




Varenummer 1000028377

Forlængerslange, Danumed, 30cm, enkelt port, vinklet kobling, ENSwivel, engangs, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes som forlængerslange til infusionsbehandling.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forlængerslange
Varemærke	Danumed
Features	Enkelt port, vinklet kobling, ENSwivel, engangs, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	30 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	19 cm	59 cm	33 cm	4251518400127
pk	10 stk	18 cm	15 cm	12 cm	4251518400110
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

