




Varenummer 1000028651

Svejseapparat, til autoklaveposer



Produktbeskrivelse

Svejseapparatet har 3 keramiske varmeelementer for hurtigere og mere præcis forsegling samt forbedret ind- og udløbsføring, der holder filmen flad (indløb) og forhindrer, at filmen bevæger sig opad inde i maskinen. Brugervenlig, pålidelig og ekstremt kompakt, ideel til tandlæge-, medicinske og veterinærlaboratorier. Forseglingsbjælke på 300 mm betjenes manuelt med et håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Svejseapparat
Features	Til autoklaveposer
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	50 cm	30 cm	18.8 cm	8023279359299
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.