



Varenummer 1000028655

Gynækologisk leje, Ecopostural,
200x62cm, sort, 3-delt, elektrisk inkl.
benholdere og taburet, max 250 kg.



Produktbeskrivelse

Kørbart gynækologisk leje med hvidt stel, inklusiv papirrulleholder, næsehul, gynækologisk udskæring, polstrede benholdere og GU-bakke i stål. Matchende taburet medfølger. Højden justeres elektrisk ved hjælp af fodbøjlen som er placeret helen vejen rundt om lejet. Hovedgærdet justeres via gasfjeder fra 0° til +75°. Midtersektionen justeres via gasfjeder fra 0° til +50° samt ben-enden fra 0 til + 25°. Lejet har en bredde på 62 cm, en længde på 200 cm og kan justeres i højden fra 47 til 90 cm. sikker arbejdsbelastning på op til 250 kg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Varemærke	Ecopostural
Farve	Sort
Features	3-delt, elektrisk inkl. benholdere og taburet, max 250 kg.
Længde/dybde	200 cm
Bredde	62 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	209 cm	65 cm	69 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.