

Varenummer 1000028842

## Sutur, Chirasorb, 45cm, violet, Polyglactin 910, USP 5/0, DS 15mm, resorberbar, violet, steril, engangs



### Produktbeskrivelse

Chirasorb er en syntetisk absorberbar kirurgisk sutur, der består af en copolymer fremstillet af 90 % glycolid og 10 % L-lactid. De stoffer, der findes i belægningen og suturen, er ikke-antigene og ikke-kollagene. Steril Chirasorb fås enten farvet med D&C violet nr. 2 eller ufarvet i naturlig form. Produktet fremkalder en minimal akut inflammatorisk reaktion i vævet. Progressivt tab af trækstyrke og absorption af Chirasorb sker ved hydrolyse, hvor polymeren nedbrydes til glykol- og mælkesyrer, som efterfølgende absorberes og metaboliseres af kroppen. Absorptionen begynder som et tab af trækstyrke uden nævneværdigt tab af masse. Implantationsstudier på dyr viser, at steril Chirasorb bevarer cirka 75 % af sin oprindelige trækstyrke to uger efter implantation, med cirka 50 % tilbageværende efter tre uger. Absorptionen af steril Chirasorb er fuldført inden for 56-70 dage.

STERILE

### Specifikationer

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktbetegnelse            | Sutur   |
| Varemærke                    | Chirasorb                                     |
| Sekundær farve               | Violet  |
| Features                     | USP 5/0, DS 15mm, resorberbar, violet, steril |
| Engangs/flergangs            | Engangs                                       |
| Materiale                    | Polyglactin 910                               |
| Længde/dybde                 | 45 cm   |
| Certifikater                 | CE.   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse III                                    |
| Holdbarhed                   | 5 år  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE