

Varenummer 1000028857

Sutur, Monolac, 75cm, violet, USP 3/0, DS 19mm, resorberbar, ufarvet, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Monolac er et sterilt, syntetisk absorberbart monofilament bestående af en copolymer af glycolid og ϵ -caprolacton. Suturen er ikke-antigen og ikke-kollagen. Steril Monolac fås enten farvet med D&C Violet nr. 2 (Color Index Nr. 60725) eller ufarvet i naturlig form. Produktet fremkalder en minimal akut inflammatorisk reaktion i vævet. Progressivt tab af trækstyrke og absorption af Monolac sker ved hydrolyse, hvor polymeren nedbrydes til adipinsyre, som efterfølgende absorberes og metaboliseres af kroppen. Absorptionen begynder med et tab af trækstyrke, efterfulgt af et tab af masse. Implantationsstudier på dyr viser, at steril, ufarvet Monolac bevarer cirka 50 % af sin oprindelige trækstyrke, mens farvet Monolac bevarer 60 % syv dage efter implantation. Cirka 20 % af den ufarvede og 30 % af den farvede Monolac forbliver efter 14 dage. Absorptionen af steril Monolac er fuldført inden for 90 til 120 dage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Monolac
Sekundær farve	Violet
Features	USP 3/0, DS 19mm, resorberbar, ufarvet, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.6 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt