

Varenummer 1000028862

Sutur, Polydox, 75cm, violet, USP 4/0,  
HR 22mm, resorberbar, violet, steril,  
engangs



## Produktbeskrivelse

Polydox er en steril, monofilament, syntetisk absorberbar kirurgisk sutur fremstillet af polyesterens poly(p-dioxanon). Poly(p-dioxanon)-polymeren er fundet ikke-antigen, ikke-pyrogen og fremkalder en minimal akut inflammatorisk reaktion i vævet. Progressivt tab af trækstyrke og absorption af Polydox sker ved hydrolyse, hvor polymeren nedbrydes til 2-hydroxyethoxyeddikesyre, som efterfølgende absorberes og metaboliseres af kroppen. Absorptionen begynder som et tab af trækstyrke uden nævneværdigt tab af masse. Implantationsstudier på dyr viser, at steril poly(p-dioxanon)-suture bevarer cirka 50 % af sin oprindelige trækstyrke seks uger efter implantation. Absorptionen af den sterile sutur er fuldført inden for 180 til 240 dage.



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Polydox
Sekundær farve	Violet
Features	USP 4/0, HR 22mm, resorberbar, violet, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Holdbarhed	5 år

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.6 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt