



Varenummer 1000028901



## Demineraliseret vand, ABENA, 5 l

### Produktbeskrivelse

Demineraliseret vand forhindrer kalkaflejringer i maskiner og apparater og forlænger dermed deres levetid. Eget til f.eks. dampstrygejern, akkumulatører og autoklaver. Vandet er ikke steril.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Demineraliseret vand
Varemærke	ABENA
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006

### Brugsanvisning

Anvendes ufortyndet. Eget til manuel anvendelse samt tilslutning til relevant udstyr.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	26 cm	20.4 cm	31.1 cm	5703538512933
stk	5000 ml				5703538512926

