



Varenummer 1000028901



Demineraliseret vand, ABENA, 5 l

Produktbeskrivelse

Demineraliseret vand forhindrer kalkaflejringer i maskiner og apparater og forlænger dermed deres levetid. Egnede til f.eks. dampstrygejern, akkumulatorer og autoklaver. Vandet er ikke sterilt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Demineraliseret vand
Varemærke	ABENA
pH-værdi (konc.)	5,7 - 6,5
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006

Brugsanvisning

Anvendes ufortyndet. Egnede til manuel anvendelse samt tilslutning til relevant udstyr.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	26 cm	20.4 cm	31.1 cm	5703538512933
stk	5000 ml				5703538512926