



Produktdatablad

Demineraliseret vand, 5 ltr.

Varenummer: 1000028901



Varedeklaration

Forpakning: 2 stk pr. kolli. 60 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Demineraliseret vand. Varemærke: ABENA. pH-værdi (konc.): 7. Ruminhold, netto: 5 l. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006. Faresætninger: Ingen.

Produktbeskrivelse: Demineraliseret vand forhindrer kalkaflejringer i maskiner og apparater og forlænger dermed deres levetid. Eget til f.eks. dampstrygejern, akkumulatorer og autoklaver. Vandet er ikke sterilt. Brugsanvisning: Anvendes ufortyndet. Eget til manuel anvendelse samt tilslutning til relevant udstyr.