

Varenummer 1000028946



Takeaway boks, ABENA, 15x12x4,8cm, 1100 ml, brun, kraft/PE

- ✓ Enkelt og praktisk design
- ✓ Stabil og sikker under transport
- ✓ En rigtig god løsning til takeaway



Produktbeskrivelse

I vores brede sortiment af takeaway-artikler finder du denne funktionelle boks, der kan bruges til al slags takeaway. Boksen kommer samlet ved levering, så den er klar til at blive fyldt med varme og kolde retter. En ideel løsning til transport og takeaway. Papæskens design kender vi især fra asiatiske ris- og nudelretter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Farve	Brun
Materiale	PE, kraft
Længde/dybde	15 cm
Bredde	12 cm
Højde	4.8 cm
Vægt, netto	24.5 g
Vægt, brutto	24.5 g
Rumindhold, netto	1100 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	58 cm	36 cm	35 cm	
pk	50 stk				
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.