




Varenummer 1000028950

## Hæfteplaster, QuickFix, 7,2x2,5cm, blå, á 45 stk. plaster, sporbart

- ✓ Indbygget metalflade til sporing
- ✓ Velegnet til fødevareindustrien



### Produktbeskrivelse

Refill. 45 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevareindustrien. Plastrene er produceret i et åndbart materiale.

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Hæfteplaster                                                                     |
| Varemærke                        | QuickFix                                                                         |
| Farve                            | Blå                                                                              |
| Features                         | Á 45 stk. plaster, sporbart                                                      |
| Længde/dybde                     | 7.2 cm                                                                           |
| Bredde                           | 2.5 cm                                                                           |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 48 æske    | 30.3 cm | 24.2 cm | 23.6 cm | 5715205551312 |
| pk    | 6 æske     | 12.3 cm | 11.8 cm | 14.4 cm |               |
| æske  | 45 stk     |         |         |         | 5715205551329 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.