



Varenummer 1000028951

Undersøgelseshandske, XS, blå, nitril, COATS, pudderfri

- ✓ Elastisk materiale, der tilpasser sig håndens form
- ✓ Ingen latex proteiner
- ✓ Handskens inder-membran er med til at forhindre tørre hænder



Produktbeskrivelse

ABENA COATS handsken er en undersøgelseshandske, som er udviklet til at afhjælpe hudlidelser, der typisk opstår i forbindelse med hyppig brug af handsker. Handskens indermembran er blandt andet fremstillet af havre, hvilket er med til at sikre, at brugerens hånd bevarer sin naturlige fugtbalance og ikke tørrer ud efter brug, hvorved risikoen for at udvikle hudlidelser mindskes. Vores handske kan bruges til en lang række opgaver, for eksempel rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Handsken indeholder ingen latexproteiner, så den kan også sagtens anvendes af personer med latexallergi.



MEDIUM GRIP



AQL 1.0



EN 455 EN ISO 21420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Størrelse	XS
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	COATS, pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	240 mm
Bredde	76 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. CAT III. Til fødevarer. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.0, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	27.8 cm	25.2 cm	25.7 cm	5713571010303
pk	100 stk	24.6 cm	12.8 cm	5.2 cm	5713571010297
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Handsken har en fingerstruktureret overflade.



Handsken har medium greb.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken er 240 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

