



Varenummer 1000028981



Fejemaskine, Diversey TASKI, Balimat 2300 RTU, 1-rums, 37 l, walk-behind, 65 cm

Produktbeskrivelse

Balimat 2300 er designet til indendørs og udendørs brug og tillader rengøring på hårde gulve samt tæpper. Batteridrift og børstehjælp gør rengøring enkel og giver størst fleksibilitet, når det kommer til fejning. Den er nem og enkel at bruge. Sidekost og rullebørster er fuldt justerbare uden brug af værktøj. Maskinen ankommer klar til brug. Justerbart og foldbart håndtag til komfortabel og ergonomisk brug og nem opbevaring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fejemaskine
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Balimat 2300 RTU
Features	Walk-behind
Vaske/fejebredde	65 cm
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	37 l
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	103 cm	68 cm	76 cm	7615400227235
stk	1 stk				