



Varenummer 1000028982

## Alkometer, Alcoscan, ALP-1, sort, håndholdt, flergangs



### Produktbeskrivelse

ALP-1 er en professionel alkohol sensor udviklet og godkendt til måling af alkohol i udåndingsluft. Er certificeret og godkendt i henhold til Medical Devices. Kan måle 0,000 til 4,000 promille. Bruger 2 stk. 1.5v typ AAA batterier.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Alkometer
Varemærke	Alcoscan
Model	ALP-1
Farve	Sort
Features	Håndholdt, flergangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24 cm	20 cm	6 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

