



Varenummer 1000029072



Doseringspumpe, Diversey, hvid, 30 ml, til 5 l dunk, pelikanpumpe

Produktbeskrivelse

Doseringspumpe fra Diversey til 5 liters dunke, der doserer 30 ml pr. pump.

Specifikationer

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Doseringspumpe |
| Varemærke | Diversey |
| Farve | Hvid |
| Features | 30 ml, til 5 l dunk, pelikanpumpe |
| Inkluderet tilbehør | Dosering er 30 ml pr. tryk. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 45 cm | 22 cm | 15 cm | |