



Varenummer 1000029078

mTablet, Mesi, ABI, til ankel-arm indeks



Produktbeskrivelse

Trådløs og bærbar MESI mTablet inkl. fire trådløse blodtryksmanchetmoduler i str M til ankel-arm index målinger og en ladestationsmodul. MESI mTablet ABI er et automatisk trådløst ankel-arm indeksmålesystem til screening af patienter for perifer arteriel sygdom (PAD/LEAD). Systemet er beregnet til at udføre og foretage synlig og lagringsbar ankel-arm indeksmåling hos voksne. Manchetter i str L kan tilkøbes separat. MESI mTablet er et avanceret system, der hjælper ved at kombinere diagnostiske målinger, patientjournaler og kliniske supportværktøjer. Du kan have det med dig overalt og tage det med på patientbesøg og andet. Alle målinger bliver automatisk gemt og kan sendes sikkert videre, så du øjeblikkeligt kan få en "second opinion". Der kan tilkøbes yderligere tilbehør til MESI tabletten bl.a. ABI extension til ankel-arm index, spirometri- og EKG modul. Så her får du virkelig et smart instrument med mange anvendelsesmuligheder. Når først du har købt Mesi tabletten, så følger softwareopdateringer med i prisen. 3 års garanti. MESI tabletten skal kalibreres 1 gang årligt igennem producenten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	MTablet
Varemærke	Mesi
Features	ABI, til ankel-arm indeks
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	29 cm	38 cm	48 cm	3830059851127
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.