



Operationshandsker Polyisopren – Victor

Varenummer 1000029140-1000029148



Beskrivelse

Operationshandske fremstillet af polyisopren

Pudderfri

Sterile

Tekstureret overflade

Lavt greb

Med rullet kant

Kurvede fingrer

Håndspecifik

Engangsbrug

CE

Dual CE-mærket i henhold til:

Medicinsk udstyr direktiv (EU) 2017/745, klasse IIa

PPE Regulativ (EU)2016/425, Type B CAT III (IKMPT)

AQL 0,65 i henhold til kravene i den harmoniserede standard EN 455-1

Produceret i Malaysia under ISO 9001, ISO14001 og ISO13485. Importeret af ABENA A/S EC-REP

MDSS GmbH

Standarter

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-2:2019

EN16523-1:2015

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420:2020

ASTM D6978

EN ISO 11137 (Gamma sterilisering)



Operationshandsker Polyisopren – Victor

Varenummer 1000029140-1000029148

Tests udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Protein indhold
Pudderrester
Restkemikalier
Brudstyrke
Bakterie- og svampetest
Virusgennemtrængning

Tykkelse

Håndflade	0.19 mm (+/- 0.04)
Fingrer	0.21 mm (+/- 0.04)
Kant	0.15 mm (+/- 0.04)

Proteiner

≤ 50 µg Testmetode Modifieret Lowry – EN 455-3

Pudderrester

≤ 2 mg/glove

Fysiske egenskaber

Brudstyrke: (EN 455-2)	
Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 hours	9 Newton

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Ethyl Acetate	142-62-7	>480 min	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min	6
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	>480 min	6
Nitric acid 65%	7697-37-2	>240 min	5
Sodium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6

Test method used: EN 16523-1:2015

Cytostatika	Gennemtrængningstid	Klasse
Carmustine 3.300 ppm	12,3 min	1
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5



Operationshandsker Polyisopren – Victor

Varenummer 1000029140-1000029148

Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Fluorouracil 50.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
ThioTepa 10.000 ppm	17,4 min.	1
Vincristine Sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5

Testmetode anvendt: ASTM D6978

Art. no. / REF:	Size	Product	Feature	Length mm (+/-10)	Quantity Dispenser/carton
1000029140	5 ½	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029141	6	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029142	6 ½	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029143	7	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029144	7 ½	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029145	8	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029146	8 ½	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200
1000029147	9	Polyisoprene surgical gloves	Powder free	290	50/200

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato



Operationshandsker Polyisopren – Victor

Varenummer 1000029140-1000029148