



Varenummer 1000029167

## Otoskopisæt, HEINE, BETA 400, stål, LED, komplet



### Produktbeskrivelse

HEINE BETA 400 LED F.O. Otoscope USB-Kit med LEDHQ-teknologi er kvalitetsinstrumenter designet til daglig brug på klinikker og hospitaler. Trinløs lysstyrkekontrol mellem 3 % -100 % med fantastisk farvegengivelse af røde nuancer for den mest nøjagtige diagnose. Sættet leveres komplet med BETA 400 LED F.O. otoskop hoved, et genopladeligt BETA4 USB-håndtag med Li-ion batteri, USB-oplader og 5 engangsøretragte i hver størrelse (2,5 mm og 4 mm).

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopisæt
Varemærke	HEINE
Model	BETA 400
Farve	Stål
Features	LED, komplet
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	7 cm	4 cm	4053755195794



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

