

Varenummer 1000029225

**Yankauersug, 27,5cm, uden  
vakuumkontrol, steril, engangs**

✓ Uden vakuumkontrol,

CE

**Produktbeskrivelse**

Sugehåndtag Yankauer, 27,5cm CH22 6 aflastningshuller uden vakuumkontrol

STERILE

**Specifikationer**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktbetegnelse                | Yankauersug                |
| Features                         | Uden vakuumkontrol, steril |
| Engangs/flergangs                | Engangs                    |
| Længde/dybde                     | 27.5 cm                    |
| Certifikater                     | CE.                        |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                 |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                  |

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 50 stk     | 31.9 cm | 16.3 cm | 16.3 cm | 40888277604682 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 10888277604681 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.