



Varenummer 1000029453



## Ovnrensning, Rational AutoDose Active Green, uden farve og parfume, 900 g

### Produktbeskrivelse

Rationals iCareSystem AutoDose er et integreret rengørings- og plejesystem designet som en valgfri funktion til iCombi Pro. AutoDose Active Green er et effektivt ovnrenningsmiddel som sikrer en lækker og hygiejnisk ovn.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Ovnrensning
Varemærke	Rational
Vareserie	AutoDose Active Green
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	12.8
Vægt, netto	900 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008
Doseringsinstruktioner	Følg anvisninger på ovnen. Doseres automatisk.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk				
kg	1 stk				
stk	1 stk				

<p>Produktet er ætsende.</p>	<p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	<p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
<p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	<p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	<p>Produktet bruges til rengøring af ovne.</p>