

Varenummer 1000029513

**Lacrimalsonde, Rudolf, Bowman, 13cm,
rustfrit stål, fig. 0000/00**

Produktbeskrivelse

Bowman sonde, dobbelt endede, anvendes i forbindelse med dilatation af tårevejskanalen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lacrimalsonde
Varemærke	Rudolf
Model	Bowman
Features	Fig. 0000/00
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Ir
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	10 cm	0.5 cm	4049356239913



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.