



Varenummer 1000029524

**Arterieklemme, Rudolf, Schnidt, 19cm,
stærkt buet**



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremallere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Rudolf
Model	Schnidt
Features	Stærkt buet
Længde/dybde	19 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Ir
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.5 cm	10 cm	0.5 cm	4049356026445



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

