

Varenummer 1000029613

Stationært leje med transporthjul,
Medi-Lux Classic, mobil, 195x65x68cm,
sort lejeblade



Produktbeskrivelse

Lejet anvendes blandt andet til transport af patienter fra operationsleje til opvågning. Hjulene Ø 125 mm kan låses. Sort lejeblade. Bæreevne på 400 kg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stationært leje med transporthjul
Varemærke	Medi-Lux
Vareserie	Classic
Model	Mobil
Features	Sort lejeblade
Længde/dybde	195 cm
Bredde	65 cm
Højde	68 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 undefined	200 cm	70 cm	35 cm	4255626115058
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.