



Varenummer 1000029615

Tøjvask, Ecolab Ecobrite Delicate Clean, 20 l, flydende, uld- og skånevask, uden farve, med parfume



Produktbeskrivelse

Ecobrite Delicate Clean er velegnet til alle vaskbare tekstiler lavet af uld, silke, polyester, bomuld, polyester/bomuldsblanding, akryl, polyamid, hør, viskose og andre sarte tekstiler. Særlige ingredienser sikrer skånsom behandling af tekstiler samt fremragende farve- og tekstilbeskyttelse. Efterlader en behagelig duft efter vask



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Ecobrite Delicate Clean
Features	Flydende, uld- og skånevask, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	5.2 - 5.9
Rumindhold, netto	20 l
Certifikater	Svanemærket.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				4028159103942
stk	20000 ml				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet anvendes til tøjvask.